

# テーパードリル SPU\*

\*同一患者用・単回症例用の新しいドリルのご紹介

## Single-Patient Use Tapered Drills

シングル・ペイシエント・ユース・テーパードリル



### 安定したドリリング性能

ドリルは同一患者・単回症例に使用するため、常に切れ味の良いシャープなドリリング性能を保ちます。

### 内部注水にも対応

従来の複数症例に使用可能なテーパードリルと同様に、内部注水用ホールが付与されています。

### 時間が節約され効率的

ドリルは滅菌された状態で納品されるため、ご使用前に洗浄・滅菌の必要がなくなります。

### カラーコードで正確な識別

ドリルはカラーコードが付与され、識別が容易です。


### すべてのノーベルバイオケア・テーパード・インプラントに対応

従来の複数症例に使用可能なテーパードリルとサイズは同一です。

# テーパードリル SPU

ノーベルバイオケアのすべてのテーパード・インプラント埋入窩形成に使用できます。

(対象インプラント:リプレイスセレクト・テーパード、ノーベルリプレイス・テーパード・グルービー、ノーベルリプレイス PS、ノーベルダイレクト・インプラント)



テーパードリル SPU 製品番号一覧

	NP	RP	WP	6.0
長さ	Ø 3.5mm	Ø 4.3mm	Ø 5.0mm	Ø 6.0mm
8mm	37045	37079	37084	37089
10mm	37075	37080	37085	37090
11.5mm	37076	37081	37086	37091
13mm	37077	37082	37087	37092
16mm	37078	37083	37088	37093



デンスボンドリル・テーパード SPU 製品番号一覧

	NP	RP	WP	6.0
長さ	Ø 3.5mm	Ø 4.3mm	Ø 5.0mm	Ø 6.0mm
13mm	37094	37096	37098	37048
16mm	37095	37097	37099	37049



タップ・テーパード SPU 製品番号一覧

	NP	RP	WP	6.0
長さ	Ø 3.5mm	Ø 4.3mm	Ø 5.0mm	Ø 6.0mm
	37050	37051	37052	37053


## 外科用キットとコンポーネント

SPUドリルを含んだ外科用キットは販売しておりません。

SPUドリルは、インプラント/補綴用オーガナイザー (No.29532) にセットして、保管することが可能です。手術時には、テーパード外科用キット (No.36132) にセットしてある複数症例に使用可能なドリルを取り外し、同じ位置にセットして使用することができます。

SPUドリルを外科用キットに配置する際には、ドリルに同梱される、チャート (No.MK220) をご利用ください。


**注意!** すべてのテーパードリルSPU、デンスボンドリルSPU、タップSPUは、同一患者の1回の手術にご使用ください。



MK220 チャート

29532

インプラント/補綴用オーガナイザー



製品についてのお問い合わせは、営業またはカスタマーサービスへお問い合わせください。

お問い合わせ先: ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 カスタマーサービス  
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 8F TEL: 03-6717-6191 (代表)

www.nobelbiocare.co.jp