

ノーベルアクティブ関連 新製品発売

ノーベルアクティブ・インプラントに対応する、ヒーリング・アバットメント、印象用コーピングに新しいデザインおよびサイズが加わります。

また、他インプラント・システムにおいてご好評を頂いている、スナッピー・アバットメント5.5がノーベルアクティブのラインナップに加わるほか、高さ4.5mmのエステティック・アバットメントが発売になります。

2010年10月の発売以来、高い支持を頂いているノーベルアクティブは、より広範囲な補綴修復が可能になります。


ヒーリング・アバットメント

従来の3mmおよび5mmの高さに加え、新たに7mmの高さが加わります。また、RP (レギュラープラットフォーム) は、NP (ナロープラットフォーム) 同様に上面にカラーコードが付与され、すべての製品番号が下表の通り変更になります。

旧製品は在庫が無くなりしだい販売終了となり、新製品に切り替わりますので、ご了承ください。

製品番号		製品名
旧品番	新品番	
34212	36639	ヒーリング・アバットメント NAct/CC NP Ø3.6x3mm
34213	36640	ヒーリング・アバットメント NAct/CC NP Ø3.6x5mm
34214	36641	ヒーリング・アバットメント NAct/CC NP Ø5x3mm
34215	36642	ヒーリング・アバットメント NAct/CC NP Ø5x5mm
34216	36643	ヒーリング・アバットメント NAct/CC RP Ø3.6x3mm
34217	36644	ヒーリング・アバットメント NAct/CC RP Ø3.6x5mm
34218	36645	ヒーリング・アバットメント NAct/CC RP Ø5x3mm
34219	36646	ヒーリング・アバットメント NAct/CC RP Ø5x5mm
34220	36647	ヒーリング・アバットメント NAct/CC RP Ø6x3mm
34221	36648	ヒーリング・アバットメント NAct/CC RP Ø6x5mm
-	36867	ヒーリング・アバットメント NAct/CC NP Ø3.6x7mm
-	36868	ヒーリング・アバットメント NAct/CC NP Ø5x7mm
-	36872	ヒーリング・アバットメント NAct/CC RP Ø3.6x7mm
-	36873	ヒーリング・アバットメント NAct/CC RP Ø5x7mm
-	36874	ヒーリング・アバットメント NAct/CC RP Ø6x7mm

医療機器承認番号: 22200BZX00844000



インプラントブリッジ用ヒーリング・アバットメント&印象用コーピング

インプラントブリッジ用ヒーリング・アバットメントは、5mmの高さに加え、新たに3mmおよび7mmの高さが加わります。


いずれのサイズもフレア形状のエマージェンス・プロファイルが付与され、より美しい軟組織形態を維持します。

新しいインプラントブリッジ用ヒーリング・アバットメントの発売に伴い、インプラントブリッジ用の印象用コーピングもデザインが変わります。旧製品は在庫が無くなりしだい販売終了となり、新製品に切り替わりますので、ご了承ください。

製品番号		製品名
旧品番	新品番	
-	36864	ヒーリング・アバットメント PIB用 NAct/CC NP Ø4x3mm
36546	36865	ヒーリング・アバットメント PIB用 NAct/CC NP Ø4x5mm
-	36866	ヒーリング・アバットメント PIB用 NAct/CC NP Ø4x7mm
-	36869	ヒーリング・アバットメント PIB用 NAct/CC RP Ø5x3mm
36547	36870	ヒーリング・アバットメント PIB用 NAct/CC RP Ø5x5mm
-	36871	ヒーリング・アバットメント PIB用 NAct/CC RP Ø5x7mm
36268	36930	印象用コーピング・ブリッジ オープントレー用 NAct/CC NP
36269	36931	印象用コーピング・ブリッジ オープントレー用 NAct/CC RP

注: インプラントブリッジ用ヒーリング・アバットメントと印象用コーピングは、新旧のタイプを混同せずにご使用ください。

医療機器承認番号: 22200BZX00844000
医療機器届出番号: 13B1X00052000039




NobelActive™ assortment update

New! スナッピー・アバットメント 5.5

製品番号	製品名
36684	スナッピー・アバットメント5.5 NAct/CC NP 1.5mm
36688	スナッピー・アバットメント5.5 NAct/CC NP 3mm
36682	スナッピー・アバットメント5.5 NAct/CC RP 1.5mm
36683	スナッピー・アバットメント5.5 NAct/CC RP 3mm
36689	スナッピー・アバットメント5.5 NAct/CC RP ワイド 1.5mm
36690	スナッピー・アバットメント5.5 NAct/CC RP ワイド 3mm

医療機器承認番号: 22200BZX00846000



附属品:
アバットメントスクリュー
印象用コーピング
ヒーリングキャップ
プラスチックコーピング エンゲージ

スナッピー・アバットメント 5.5 関連製品

製品番号	製品名
35854	アバットメントレプリカ スナッピー・アバットメント5.5用 NP
35855	アバットメントレプリカ スナッピー・アバットメント5.5用 RP
35856	アバットメントレプリカ スナッピー・アバットメント5.5用 Rpl WP
35858	テンポラリー・コーピング プラスチック スナッピー・アバットメント5.5用 エンゲージング NP/RP
35859	テンポラリー・コーピング プラスチック スナッピー・アバットメント5.5用 エンゲージング Rpl WP
35861	テンポラリー・コーピング プラスチック スナッピー・アバットメント5.5用 ノンエンゲージング NP/RP
35862	テンポラリー・コーピング プラスチック スナッピー・アバットメント5.5用 ノンエンゲージング Rpl WP
35868	印象用コーピング スナッピー・アバットメント5.5用 NP
35869	印象用コーピング スナッピー・アバットメント5.5用 RP
35870	印象用コーピング スナッピー・アバットメント5.5用 Rpl WP
35950	ヒーリングキャップ スナッピー・アバットメント5.5用 NP/RP
35866	ヒーリングキャップ スナッピー・アバットメント5.5用 Rpl WP

備考: スナッピー・アバットメントRPワイドは、リプレイス用WPサイズの補綴コンポーネントをご使用ください。

医療機器承認番号: 21900BZY00072000
医療機器届出番号: 13B1X00052000006
13B1X00052000009



アバットメントレプリカ



テンポラリーコーピング
プラスチック



印象用コーピング



ヒーリングキャップ

New! エステティック・アバットメント 4.5

製品番号	製品名
36249	エステティック・アバットメント NAct/CC NP 4.5mm
36251	エステティック・アバットメント NAct/CC RP 4.5mm
36250	エステティック・アバットメント NAct/CC NP 15° 4.5mm
36252	エステティック・アバットメント NAct/CC RP 15° 4.5mm

医療機器承認番号: 22200BZX00846000



カバースクリュー 旧製品は在庫が無くなりしたい販売終了となり、新製品に切り替わりしますので、ご了承ください。

製品番号		製品名
旧品番	新品番	
34145	36649	カバースクリュー NAct/CC NP
34146	36650	カバースクリュー NAct/CC RP

医療機器承認番号: 22200BZX00844000



NPは品番変更のみ



RPはカラーコード
が付与され、識別が
容易になります。

旧

新

製品についてのお問い合わせは、営業またはカスタマーサービスへお問い合わせください。

お問い合わせ先: ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 カスタマーサービス
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F TEL: 03-6717-6191 (代表)